

BagMixer[®] 400

400毫升实验室均质器



法国 interscience

为什么选择BagMixer® 400?

最畅销

- 遍及全球80多个国家
- 30年的经验

高质量

- 无菌袋BagFilter®和BagPage®最佳分析
- 符合ISO7218认证和GB4789.2国家标准
- 法国设计，法国制造

无刷电机

- 无易损件
- - 50% 的电力消耗
- 无噪音

安全性

- 手柄关闭搅拌器开始均质
- **Q-Tight®系统**: 无漏水
- 安全滴水盘

专利

移除叶片进行清洁

- 移除叶片便于清洁均质室



易于清洗

- 全不锈钢
- 门可以敞开270°
- 打开可移动门清洁叶片

质保

- 减震器和门窗终身保修
- 3年保修 (注册后)

专利


调节均质力度

- 最大拍击力度为28kg: 最坚硬的样品也可以!
- 例如: 坚果, 丸剂, 种子, 狗饼干等



最大化样品提取率

- 仅需30秒
- 易于控制的数字屏幕 (速度, 时间, 功率)



每日使用量超过14,000台 BagMixer®均质器!

法国interscience制造。
为微生物分析制造均质器和无菌袋的唯一制造商

某些功能仅限特定型号。
完整的技术信息, 请链接
www.interscience.fr



BagMixer® 400的5种模型

BagMixer®实验室均质器两个叶片的作用是保证了最佳的提取。适用于任何样品（食品，农业，化工，医疗，环境）50毫升至400毫升之间的分析，它保证在30至60秒之内被均质。



BagMixer® 400 P
➤ 基础型

货号 021 230

BagMixer® 400 W
➤ 有门窗

货号 022 230

BagMixer® 400 CC
➤ Click & Clean®

货号 024 230

BagMixer® 400 S
➤ 静音均质器

货号 025 000

BagMixer® 400 SW
➤ 可视窗
& 液体感应器

货号 025 100

同时适用与套装包括袋子和配件: 100毫升和3500毫升实验室均质器。为了获取更多信息，请联系我们。
为了获取更多有关均质器Bagmixer S & SW®型号，请参考均质器Bagmixer S & SW®宣传册。

BagMixer®包：

初级包



1台BagMixer®

- 无菌均质袋：500个侧边过滤袋
+1000个无过滤膜均质袋
- 配备：50个密封夹+1个开袋器
+1个均质袋支架

中级包



1台BagMixer®

- 无菌均质袋：500个侧边过滤袋
+1000个无过滤膜均质袋
+500个带有全部过滤膜的均质袋
- 配备：50个密封夹+1个开袋器
+1个均质袋支架+1个培养皿存储架
+1个移液器+1000个无菌吸管
(通用型)+6盒消毒湿巾
(Clinet® 101)

高级包



1台BagMixer®及1台BabyGravimat®

- 无菌均质袋：1000个侧边过滤袋
+2000个无过滤膜均质袋
+1000个带有全部过滤膜的均质袋
- 配备：50个密封夹+1个开袋器
+2个均质袋支架+2个培养皿存储架
+1个移液器+1000个无菌吸管
(通用型)+6盒消毒湿巾
(Clinet® 101)

均质袋系列是在分析样品前样品的制备使用



过滤带Bagfilter®
和 Bagpage®
收集



Gravimat®
重量稀释仪
稀释



Bagmixer®
均质器
均质



Bagtools®
配件
移液

